

**Techart vous supporte  
et vous prend de soins**



# TECHART

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde  
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

## MT300 Table D'opération Hydraulique Manuelle

MT300



### Introduction

MT300 est largement utilisé dans la chirurgie thoracique, chirurgie abdominale, ORL, gynécologie, obstétrique, urologie et orthopédie, etc.

Montée et descente réglé en hydraulique à pédale, les mouvement de plateau controlés par manivelles à coté de tête.

Le socle et pillier sont composé entièrement en acier inoxydable 304 de bonne qualité.

Le plateau est transparent de Rayon X, il rend une haute definition d'image.

TECHART Médical se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de la table d'opération.  
La profession rend la qualité!

*Techart vous supporte  
et vous prend de soins*

## **MT300 Table D'opération Hydraulique Manuelle**

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde  
Répondre aux exigences fondamentales de  
la chirurgie générale



### Paramètres Techniques Principaux

Modèle	MT300
Longueur et Largeur de plateau	2010/500mm
Hauteur ( élévation/ abaissment )	760/1010mm
Proclive / Déclive	22°/22°
Inclinaison latérale ( gauche / droit )	20°/20°
Têteière ( élévation/ abaissment )	60°/70°
Jambières ( élévation / abaissment / écart.)	15°/85°/90°
Dossier ( élévation/ abaissment )	75°/15°
Elévation billiot ( optionnel )	120mm



**TECHART**

**NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD**

Address : NO.99 Western Part of Hongtang South Road  
Ningbo China 315023

Tel : +86-574-83076915

Fax : +86-574-87588442

E-mail : sales02@techartmed.com

Web : www.techartmed.com